

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21032_CUSCINO CILINDRICO_P9702B1HW

NOME PRODOTTO	CUSCINO CILINDRICO
----------------------	--------------------



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	Cuscino in microsfere di polistirolo con fodera incernierata e rimovibile.
--	--

DESTINAZIONE D'USO	Cuscino indicato per il posizionamento dei pazienti a letto
---------------------------	---

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P9702B1HW	CUSCINO CILINDRICO BD/RDM: 882634 CND: Y033303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE Copertura

Materiale della copertura	Polymaille traspirante e idrorepellente
Materiale della copertura elemento terapeutico	Poliestere spalmato
Peculiarità del rivestimento	Traspirante idrorepellente



Pulizia	Lavabile a 95°
----------------	----------------

Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile a 95°
---	----------------

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Ø 20 x 60 cm
-------------------	--------------

Peso	0,5 Kg
-------------	--------

Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
----------------------------------	--

Permeabilità della Copertura	>500 gr/m2/24h
-------------------------------------	----------------

Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciugua biancheria.
--	--

REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio